

Пробирка вакуумная VACUETTE с цитратом натрия 3.2%

ФСЗ 2011/09314

цитрат натрия, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.5 / 9.0 мл,
размер 13×75 мм / 16×100 мм, цветовой код голубой,
пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.5 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 16×100 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE с цитратом натрия 3.2% - пробирки для исследования системы гемостаза содержат забуференный раствор цитрата натрия.

Треугольная **метка наполнения** обозначает минимальный, максимальный и точный уровень крови и позволяет максимально точно взять образец.

Двойная стенка обеспечивает максимальное качество пробирки на протяжении всего срока годности: внутренняя стенка защищает жидкий раствор цитрата натрия, а внешняя обеспечивает сохранность вакуума.

Наполнитель: буферный раствор цитрата натрия 3.2%, 0.109M (соотношение кровь:цитрат - 9:1).

Материал для исследования: цитратная плазма.

Применение: исследование системы гемостаза.

Код на этикетке: 9NC.

Этикетка: бумажная / прозрачная.

Артикул	Объём пробирки, мл	Объём крови, мл	Реагент	Размер, мм	Цвет крышки	Цвет кольца	Тип крышки
Пробирки VACUETTE с цитратом натрия							
454320	1,0	0,90	Натрия цитрат 3,2%	13×75	Голубой	Белый	Premium
454321	2,0	1,80	Натрия цитрат 3,2%	13×75	Голубой	Белый	Premium
454325	3,0	2,70	Натрия цитрат 3,2%	13×75	Голубой	Чёрный	Premium
454327	3,5	3,15	Натрия цитрат 3,2%	13×75	Голубой	Чёрный	Premium
454329	4,5	4,05	Натрия цитрат 3,2%	13×75	Голубой	Чёрный	Premium
455322	9,0	8,10	Натрия цитрат 3,2%	16×100	Голубой	Чёрный	Без резьбы