

Пробирка вакуумная VACUETTE с цитратом натрия 3.8%

ФСЗ 2011/09314

цитрат натрия, объем 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.5 / 9.0 мл,
размер 13×75 мм / 16×100 мм, цветовой код голубой,
пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.5 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 16×100 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE с цитратом натрия 3.8% - пробирки для исследования системы гемостаза содержат забуференный раствор цитрата натрия.

Треугольная **метка наполнения** обозначает минимальный, максимальный и точный уровень крови и позволяет максимально точно взять образец.

Двойная стенка обеспечивает максимальное качество пробирки на протяжении всего срока годности: внутренняя стенка защищает жидкий раствор цитрата натрия, а внешняя обеспечивает сохранность вакуума.

Наполнитель: буферный раствор цитрата натрия 3.8%, 0.129M (соотношение кровь:цитрат - 9:1).

Материал для исследования: цитратная плазма.

Применение: исследование системы гемостаза.

Код на этикетке: 9NC.

Артикул	Объём пробирки, мл	Объём крови, мл	Реагент	Размер, мм	Цвет крышки	Цвет кольца	Тип крышки
454381	2,0	1,80	Натрия цитрат 3,8%	13×75	Голубой	Белый	Premium
454385	3,0	2,70	Натрия цитрат 3,8%	13×75	Голубой	Чёрный	Premium
454387	3,5	3,15	Натрия цитрат 3,8%	13×75	Голубой	Чёрный	Premium
454389	4,5	4,05	Натрия цитрат 3,8%	13×75	Голубой	Чёрный	Premium
455382	9,0	8,10	Натрия цитрат 3,8%	16×100	Голубой	Чёрный	Без резьбы