

Пробирка вакуумная VACUETTE со CTAD

ФСЗ 2011/09314

CTAD, объем 3.0 / 3.5 мл, размер 13×75 мм, цветовой код голубой, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	CTAD
Объем	3.0 / 3.5 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE со CTAD - пробирки для исследования системы гемостаза содержат забуференный раствор цитрата натрия. Применяются для рутинных тестов и для мониторинга параметров гемостаза у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию.

Треугольная метка наполнения обозначает минимальный, максимальный и точный уровень крови и позволяет максимально точно взять образец.
Двойная стенка обеспечивает максимальное качество пробирки на протяжении всего срока годности: внутренняя стенка защищает жидкий раствор цитрата натрия, а внешняя обеспечивает сохранность вакуума.

- Наполнитель:** цитрат натрия, теофиллин, аденозин и дипиридамо
- Материал для исследования:** цитратная плазма.
- Применение:** исследование системы гемостаза.
- Код на этикетке:** 9NC.
- Этикетка:** бумажная / прозрачная.

Артикул	Объём пробирки, мл	Объём крови, мл	Реагент	Размер, мм	Цвет крышки	Цвет кольца	Тип крышки
Пробирки VACUETTE со CTAD (0,11 M)							
454064	3,5	3,15	CTAD	13×75	Голубой	Жёлтый	Premium
454441	3,0	2,70	CTAD	13×75	Голубой	Жёлтый	Без резьбы