

Пробирка вакуумная Vacumed для определения СОЭ

ФСЗ 2011/09735

для СОЭ, объем 1.6 / 1.8 / 2.4 мл, размер 13×75 мм,
цветовой код черный, пластик

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	для СОЭ
Объем	1.6 / 1.8 / 2.4 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	черный
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная Vacumed для определения СОЭ - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Наполнитель: буферный раствор цитрата натрия 3.2% (соотношение кровь:цитрат - 4:1).

Применение: получение пробы крови для определения СОЭ.

Центрифугирование: не требуется.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка
42508	1.6	13×75	Цитрат На 3.2%	Бумажная
42510	1.8	13×75	Цитрат На 3.2%	Бумажная
42512	2.4	13×75	Цитрат На 3.2%	Бумажная
46508	1.6	13×75	Цитрат На 3.2%	Прозрачная
46510	1.8	13×75	Цитрат На 3.2%	Прозрачная
46512	2.4	13×75	Цитрат На 3.2%	Прозрачная

В упаковке: 100 шт.