

Пробирка вакуумная Vacumed для перекрестной пробы

ФСЗ 2011/09735

для перекрестной пробы, объем 2.0 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой
код розовый, пластик

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	для перекрестной пробы
Объем	2.0 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	розовый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная Vacumed для перекрестной пробы - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Наполнитель: активатор свертывания + разделительный гель.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка
42710	2	13×75	Активатор свертывания + Гель	Бумажная
42711	3.5	13×75	Активатор свертывания + Гель	Бумажная
43716	5	13×100	Активатор свертывания + Гель	Бумажная
44718	8	16×100	Активатор свертывания + Гель	Бумажная
46710	2	13×75	Активатор свертывания + Гель	Прозрачная
46711	3.5	13×75	Активатор свертывания + Гель	Прозрачная
47716	5	13×100	Активатор свертывания + Гель	Прозрачная
48718	8	16×100	Активатор свертывания + Гель	Прозрачная

В упаковке: 100 шт.