

Пробирка вакуумная Vacumed для следовых элементов

ФСЗ 2011/09735

для микроэлементов, объем 2.0 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой
код синий, пластик

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	для микроэлементов
Объем	2.0 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	синий
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная Vacumed для следовых элементов - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Наполнитель: активатор свертывания + разделительный гель.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка
42730	2	13×75	Активатор свертывания + Гель	Бумажная
42731	3.5	13×75	Активатор свертывания + Гель	Бумажная
43736	5	13×100	Активатор свертывания + Гель	Бумажная
44738	8	16×100	Активатор свертывания + Гель	Бумажная
46730	2	13×75	Активатор свертывания + Гель	Прозрачная
46731	3.5	13×75	Активатор свертывания + Гель	Прозрачная
47736	5	13×100	Активатор свертывания + Гель	Прозрачная
48738	8	16×100	Активатор свертывания + Гель	Прозрачная

В упаковке: 100 шт.