

Пробирка вакуумная Vacumed с активатором свертывания

ФСЗ 2011/09735

активатор свертывания, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0  
мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм,  
цветовой код красный, пластик

F.L. Medical, Италия



Характеристики

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Тип          | активатор свертывания            |
| Объем        | 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл   |
| Размер       | 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм |
| Цветовой код | красный                          |
| Материал     | пластик                          |

Описание

**Пробирка вакуумная Vacumed с активатором свертывания** - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Внутренняя стенка пробирки покрыта сухим активатором свертывания для ускорения образования сгустка крови. Время свертывания 20-30 мин.

**Наполнитель:** активатор свертывания (диоксид кремния).

**Применение:** биохимические, иммунохимические исследования, определение систем групп крови.

| Кат. №       | Объем<br>(мл) | Размер<br>(мм) | Реагент               | Этикетка   |
|--------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|
| <b>42610</b> | 2             | 13×75          | Активатор свертывания | Бумажная   |
| <b>42611</b> | 3             | 13×75          | Активатор свертывания | Бумажная   |
| <b>42612</b> | 4             | 13×75          | Активатор свертывания | Бумажная   |
| <b>43616</b> | 6             | 13×100         | Активатор свертывания | Бумажная   |
| <b>44619</b> | 9             | 16×100         | Активатор свертывания | Бумажная   |
| <b>46610</b> | 2             | 13×75          | Активатор свертывания | Прозрачная |
| <b>46611</b> | 3             | 13×75          | Активатор свертывания | Прозрачная |
| <b>46612</b> | 4             | 13×75          | Активатор свертывания | Прозрачная |
| <b>47616</b> | 6             | 13×100         | Активатор свертывания | Прозрачная |
| <b>48619</b> | 9             | 16×100         | Активатор свертывания | Прозрачная |

**В упаковке:** 100 шт.