

Пробирка вакуумная Vacumed К фторид + КЗ ЭДТА

ФСЗ 2011/09735

для глюкозы, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл, размер
13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код
серый, пластик

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	для глюкозы
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	серый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная Vacumed с фторидом калия + КЗ ЭДТА - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Наполнитель: фторид калия + КЗ ЭДТА.

Механизм действия

Фторид калия является ингибитором гликолиза и стабилизирует уровень глюкозы в крови в течение 24 часов.
КЗ ЭДТА используются в качестве антикоагулянта.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка
42210	2	13×75	Фторид К + КЗ ЭДТА	Бумажная
42211	3	13×75	Фторид К + КЗ ЭДТА	Бумажная
42212	4	13×75	Фторид К + КЗ ЭДТА	Бумажная
43216	6	13×100	Фторид К + КЗ ЭДТА	Бумажная
44219	9	16×100	Фторид К + КЗ ЭДТА	Бумажная
46210	2	13×75	Фторид К + КЗ ЭДТА	Прозрачная
46211	3	13×75	Фторид К + КЗ ЭДТА	Прозрачная
46212	4	13×75	Фторид К + КЗ ЭДТА	Прозрачная
47216	6	13×100	Фторид К + КЗ ЭДТА	Прозрачная
48219	9	16×100	Фторид К + КЗ ЭДТА	Прозрачная

В упаковке: 100 шт.