

Пробирка вакуумная Vacumed гепарин лития + гель

ФСЗ 2011/09735

гепарин лития и гель, объем 2.0 / 3.0 / 5.0 / 8.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой
код зеленый, пластик

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	гепарин лития и гель
Объем	2.0 / 3.0 / 5.0 / 8.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная Vacumed с гепарином лития и разделительным гелем - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Гепаринат лития является прямым ингибитором тромбина и препятствует превращения протромбина в тромбин, что приводит к блокированию образования фибрина из фибриногена.

Наполнитель: гепарин лития + разделительный гель.
Применение: биохимические, иммунохимические исследования.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка
42810	2	13×75	Гепарин лития + Гель	Бумажная
42811	3	13×75	Гепарин лития + Гель	Бумажная
43816	5	13×100	Гепарин лития + Гель	Бумажная
44818	8	16×100	Гепарин лития + Гель	Бумажная
46810	2	13×75	Гепарин лития + Гель	Прозрачная
46811	3	13×75	Гепарин лития + Гель	Прозрачная
47816	5	13×100	Гепарин лития + Гель	Прозрачная
48818	8	16×100	Гепарин лития + Гель	Прозрачная

В упаковке: 100 шт.