

Пробирка вакуумная Vacumed с гепарином лития

ФСЗ 2011/09735

гепарин лития, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой
код зеленый, пластик

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	гепарин лития
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная Vacumed с гепарином лития - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

На внутреннюю стенку пробирок нанесен сухой литий гепарин. Гепаринат лития является прямым ингибитором тромбина и препятствует превращения протромбина в тромбин, что приводит к блокированию образования фибрина из фибриногена.

Наполнитель: гепарин лития.

Применение: биохимические, иммунохимические исследования.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка
42310	2	13×75	Гепарин лития	Бумажная
42311	3	13×75	Гепарин лития	Бумажная
42312	4	13×75	Гепарин лития	Бумажная
43316	6	13×100	Гепарин лития	Бумажная
44319	9	16×100	Гепарин лития	Бумажная
46310	2	13×75	Гепарин лития	Прозрачная
46311	3	13×75	Гепарин лития	Прозрачная
46312	4	13×75	Гепарин лития	Прозрачная
47316	6	13×100	Гепарин лития	Прозрачная
48319	9	16×100	Гепарин лития	Прозрачная

В упаковке: 100 шт.