

Пробирка вакуумная Vacumed с гепарином натрия

ФСЗ 2011/09735

гепарин натрия, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой
код зеленый, пластик

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	гепарин натрия
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная Vacumed с гепарином натрия - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя таким образом каскад свертывания крови.

Наполнитель: сухой гепарин натрия нанесен на внутреннюю стенку пробирки (12-30 МЕ гепарина на 1 мл крови).

Применение: получение плазмы, используемой в биохимических исследованиях.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка
42350	2	13×75	Гепарин натрия	Бумажная
42351	3	13×75	Гепарин натрия	Бумажная
42352	4	13×75	Гепарин натрия	Бумажная
43356	6	13×100	Гепарин натрия	Бумажная
44359	9	16×100	Гепарин натрия	Бумажная
46350	2	13×75	Гепарин натрия	Прозрачная
46351	3	13×75	Гепарин натрия	Прозрачная
46352	4	13×75	Гепарин натрия	Прозрачная
47356	6	13×100	Гепарин натрия	Прозрачная
48359	9	16×100	Гепарин натрия	Прозрачная

В упаковке: 100 шт.