

Пробирка вакуумная Vacumed с K2 ЭДТА

ФСЗ 2011/09735

K2 ЭДТА, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код фиолетовый, пластик

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная Vacumed с K2 ЭДТА - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Пробирки с K2 ЭДТА, которая предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры.

Наполнитель: сухая K2 ЭДТА нанесена на внутреннюю стенку пробирки в концентрации 1.2 - 2.0 мг сухой ЭДТА на 1 мл крови.

Применение: гематологические исследования, определение группы крови, генная диагностика. Пробирки с ЭДТА можно применять при анализе крови с использованием автоматических гематологических анализаторов не открывая пробирки. Пробозаборник анализатора легко протыкает резиновую часть пробки пробирки.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка
42010	2	13×75	К2 ЭДТА	Бумажная
42011	3	13×75	К2 ЭДТА	Бумажная
42012	4	13×75	К2 ЭДТА	Бумажная
43016	6	13×100	К2 ЭДТА	Бумажная
44019	9	16×100	К2 ЭДТА	Бумажная
46010	2	13×75	К2 ЭДТА	Прозрачная
46011	3	13×75	К2 ЭДТА	Прозрачная
46012	4	13×75	К2 ЭДТА	Прозрачная
47016	6	13×100	К2 ЭДТА	Прозрачная
48019	9	16×100	К2 ЭДТА	Прозрачная

В упаковке: 100 шт.