

Пробирка вакуумная Vacumed с КЗ ЭДТА

ФСЗ 2011/09735

КЗ ЭДТА, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл, размер
13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код
фиолетовый, пластик

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная Vacumed с КЗ ЭДТА - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Пробирки с КЗ ЭДТА, которая предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры.

Наполнитель: сухая КЗ ЭДТА нанесена на внутреннюю стенку пробирки в концентрации 1.2 - 2.0 мг сухой ЭДТА на 1 мл крови.

Применение: гематологические исследования, определение группы крови, генная диагностика.

Пробирки с ЭДТА можно применять при анализе крови с использованием автоматических гематологических анализаторов не открывая пробирки. Пробозаборник анализатора легко протыкает резиновую часть пробки пробирки.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка
42110	2	13×75	КЗ ЭДТА	Бумажная
42111	3	13×75	КЗ ЭДТА	Бумажная
42112	4	13×75	КЗ ЭДТА	Бумажная
43116	6	13×100	КЗ ЭДТА	Бумажная
44119	9	16×100	КЗ ЭДТА	Бумажная
46110	2	13×75	КЗ ЭДТА	Прозрачная
46111	3	13×75	КЗ ЭДТА	Прозрачная
46112	4	13×75	КЗ ЭДТА	Прозрачная
47116	6	13×100	КЗ ЭДТА	Прозрачная
48119	9	16×100	КЗ ЭДТА	Прозрачная

В упаковке: 100 шт.