

Пробирка вакуумная Vacumed с цитратом натрия 3.8%

ФСЗ 2011/09735

цитрат натрия, объем 1.8 / 2.7 / 3.6 мл, размер 13×75 мм, цветовой код голубой, пластик

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	1.8 / 2.7 / 3.6 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная Vacumed с цитратом натрия 3.8% - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Пробирки содержат буферный раствор цитрата натрия 3.8%, который используется в качестве антикоагулянта для исследования гемостаза. Цитрат натрия связывает ионы кальция и таким образом препятствует свертыванию крови.

Наполнитель: буферный раствор цитрата натрия 3.8% (соотношение кровь:цитрат - 9:1).

Применение: исследование свертывающей системы.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка
42480	1.8	13×75	Цитрат Na 3.8%	Бумажная
42481	2.7	13×75	Цитрат Na 3.8%	Бумажная
42482	3.6	13×75	Цитрат Na 3.8%	Бумажная
46480	1.8	13×75	Цитрат Na 3.8%	Прозрачная
46481	2.7	13×75	Цитрат Na 3.8%	Прозрачная
46482	3.6	13×75	Цитрат Na 3.8%	Прозрачная

В упаковке: 100 шт.