

Пробирка вакуумная VACUSERA ACD-A и ACD-B

РЗН 2019/8356

ACD / CPDA, объем 6.0 / 9.0 мл, размер 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код желтый, пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	ACD / CPDA
Объем	6.0 / 9.0 мл
Размер	13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA ACD-A и ACD-B - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Наполнитель: ACD-A или ACD-B.

Применение: сохранение клеток и определение группы крови.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
235726	6	13×100	ACD-A	Бумажная	●
236729	9	16×100	ACD-A	Бумажная	●
235736	6	13×100	ACD-B	Бумажная	●
236739	9	16×100	ACD-B	Бумажная	●
435726	6	13×100	ACD-A	Прозрачная	●
436729	9	16×100	ACD-A	Прозрачная	●
435736	6	13×100	ACD-B	Прозрачная	●
436739	9	16×100	ACD-B	Прозрачная	●

Срок годности: 12 месяцев.

В упаковке: 100 / 1200 шт.