

Пробирка вакуумная VACUSERA для следовых элементов

РЗН 2019/8356

для микроэлементов, объем 6.0 мл, размер 13×100 мм, цветовой код синий, пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	для микроэлементов
Объем	6.0 мл
Размер	13×100 мм
Цветовой код	синий
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA для исследования следовых элементов - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови. Используются для определения в крови таких микроэлементов как железо, цинк, медь, ртуть, свинец.

Наполнитель: активатор свертывания или К2 ЭДТА или гепарин натрия для проведения испытаний сыворотки, плазмы или цельной крови.

Применение: определение в крови микроэлементов таких как железо, цинк, медь, ртуть, свинец.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
235006	6	13×100	Активатор свертывания	Бумажная	●
235016	6	13×100	На гепарин	Бумажная	●
235026	6	13×100	К2 ЭДТА	Бумажная	●
435006	6	13×100	Активатор свертывания	Прозрачная	●
435016	6	13×100	На гепарин	Прозрачная	●
435026	6	13×100	К2 ЭДТА	Прозрачная	●

Срок годности: 18 месяцев.

В упаковке: 100 / 1200 шт.