

Пробирка вакуумная VACUSERA Na фторид + КЗ ЭДТА

РЗН 2019/8356

для глюкозы, объем 2.0 / 4.0 мл, размер 13×75 мм,
цветовой код серый, пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	для глюкозы
Объем	2.0 / 4.0 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	серый
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA Na фторид + КЗ ЭДТА - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Наполнитель: фторид натрия + КЗ ЭДТА.

Применение: можно использовать в течение 48 часов для анализа глюкозы.

Перемешивание: 8-10 мин.

Центрифугирование: 1300 g, 10 мин.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
234702	2	13×75	Na фторид + КЗ ЭДТА	Бумажная	●
234704	4	13×75	Na фторид + КЗ ЭДТА	Бумажная	●
434702	2	13×75	Na фторид + КЗ ЭДТА	Прозрачная	●
434704	4	13×75	Na фторид + КЗ ЭДТА	Прозрачная	●

Срок годности: 18 месяцев.

В упаковке: 100 / 1200 шт.