

Пробирка вакуумная VACUSERA с активатором свертывания и гелем

РЗН 2019/8356

активатор свертывания и гель, объем 2.0 / 2.5 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код желтый, пластик

Disera, Турция



Характеристики

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Тип          | активатор свертывания и гель     |
| Объем        | 2.0 / 2.5 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл   |
| Размер       | 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм |
| Цветовой код | желтый                           |
| Материал     | пластик                          |

Описание

**Пробирки VACUSERA с активатором свертывания и разделительным гелем** - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Содержат разделительный гель в нижней части пробирки. Основная масса геля находится между сгустком крови и сывороткой. Во время центрифугирования разделительный гель перемещается вверх к поверхности сывороточного сгустка, образуя защиту, разделяя сыворотку от фибрина и клеток.

**Наполнитель:** частицы диоксида кремния и разделительный гель.

**Применение:** получение сыворотки.

**Перемешивание:** 5-6 мин.

**Центрифугирование:** 2000-3000 g, 10-15 минут.

| Кат. № | Объем<br>(мл) | Размер<br>(мм) | Реагент                      | Этикетка   | Цветовой<br>код                                                                     |
|--------|---------------|----------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 234302 | 2             | 13×75          | Активатор свертывания + гель | Бумажная   |  |
| 234304 | 2.5           | 13×75          | Активатор свертывания + гель | Бумажная   |  |
| 234303 | 3.5           | 13×75          | Активатор свертывания + гель | Бумажная   |  |
| 235305 | 5             | 13×100         | Активатор свертывания + гель | Бумажная   |  |
| 236308 | 8             | 16×100         | Активатор свертывания + гель | Бумажная   |  |
| 434302 | 2             | 13×75          | Активатор свертывания + гель | Прозрачная |  |
| 434304 | 2.5           | 13×75          | Активатор свертывания + гель | Прозрачная |  |
| 434303 | 3.5           | 13×75          | Активатор свертывания + гель | Прозрачная |  |
| 435305 | 5             | 13×100         | Активатор свертывания + гель | Прозрачная |  |
| 436308 | 8             | 16×100         | Активатор свертывания + гель | Прозрачная |  |

**Срок годности:** 18 месяцев.

**В упаковке:** 100 / 1200 шт.