

Пробирка вакуумная VACUSERA с гепарином лития и гелем

РЗН 2019/8356

гепарин лития и гель, объем 3.0 / 5.0 / 8.0 мл, размер
13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код
зеленый, пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	гепарин лития и гель
Объем	3.0 / 5.0 / 8.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA с гепарином лития и гелем - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Во время центрифугирования защитный слой передвигается вверх, обеспечивая барьер, отделяющий плазму от клеток. Сыворотку можно отсасывать прямо из пробирки, исключая необходимость ручного переноса в другой контейнер.

- Наполнитель:** гепарин лития + разделительный гель.
- Применение:** определение плазмы по стандартным шаблонам испытаний.
- Перемешивание:** 8-10 мин.
- Центрифугирование:** 1300-2000 g, 10 мин.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
234413	3	13×75	Гепарин Li + Гель	Бумажная	●
235415	5	13×100	Гепарин Li + Гель	Бумажная	●
236418	8	16×100	Гепарин Li + Гель	Бумажная	●
434413	3	13×75	Гепарин Li + Гель	Прозрачная	●
435415	5	13×100	Гепарин Li + Гель	Прозрачная	●
436418	8	16×100	Гепарин Li + Гель	Прозрачная	●

Срок годности: 18 месяцев.

В упаковке: 100 / 1200 шт.