

Пробирка вакуумная VACUSERA с гепарином лития

РЗН 2019/8356

гепарин лития, объем 2.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл, размер
13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код
зеленый, пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	гепарин лития
Объем	2.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA с гепарином лития - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Наполнитель: гепарин лития.

Применение: определение плазмы по стандартным шаблонам испытаний.

Перемешивание: 8-10 мин.

Центрифугирование: 1300 g, 10 мин.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
234402	2	13×75	Гепарин Li	Бумажная	●
234404	4	13×75	Гепарин Li	Бумажная	●
235406	6	13×100	Гепарин Li	Бумажная	●
236409	9	16×100	Гепарин Li	Бумажная	●
434402	2	13×75	Гепарин Li	Прозрачная	●
434404	4	13×75	Гепарин Li	Прозрачная	●
435406	6	13×100	Гепарин Li	Прозрачная	●
436409	9	16×100	Гепарин Li	Прозрачная	●

Срок годности: 18 месяцев.

В упаковке: 100 / 1200 шт.