

Пробирка вакуумная VACUSERA с гепарином натрия и гелем

РЗН 2019/8356

гепарин натрия и гель, объем 3.0 / 5.0 / 8.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код зеленый, пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	гепарин натрия и гель
Объем	3.0 / 5.0 / 8.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA с гепарином натрия и гелем - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Наполнитель: гепарин натрия + разделительный гель.
Применение: определение плазмы по стандартным шаблонам испытаний.
Перемешивание: 8-10 мин.
Центрифугирование: 1300-2000 g, 10 мин.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
234433	3	13×75	Гепарин Na + гель	Бумажная	●
235435	5	13×100	Гепарин Na + гель	Бумажная	●
236438	8	16×100	Гепарин Na + гель	Бумажная	●
434433	3	13×75	Гепарин Na + гель	Прозрачная	●
435435	5	13×100	Гепарин Na + гель	Прозрачная	●
436438	8	16×100	Гепарин Na + гель	Прозрачная	●

Срок годности: 18 месяцев.
В упаковке: 100 / 1200 шт.