

Пробирка вакуумная VACUSERA с K2 ЭДТА и гелем

РЗН 2019/8356

K2 ЭДТА и гель, объем 3.0 / 5.0 / 8.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код фиолетовый, пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА и гель
Объем	3.0 / 5.0 / 8.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA с K2 ЭДТА и гелем - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Наполнитель: K2 ЭДТА + разделительный гель.

Применение: проведение тестов плазмы в молекулярной диагностике и определение вирусов.

Перемешивание: 8-10 мин.

Центрифугирование: 1100-1500 g, 10 мин.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
234623	3	13×75	K2 ЭДТА + Гель	Бумажная	●
235625	5	13×100	K2 ЭДТА + Гель	Бумажная	●
236628	8	16×100	K2 ЭДТА + Гель	Бумажная	●
434623	3	13×75	K2 ЭДТА + Гель	Прозрачная	●
435625	5	13×100	K2 ЭДТА + Гель	Прозрачная	●
436628	8	16×100	K2 ЭДТА + Гель	Прозрачная	●

Срок годности: 18 месяцев.

В упаковке: 100 / 1200 шт.