

Пробирка вакуумная VACUSERA с тромбином

РЗН 2019/8356

тромбин, объем 5.0 мл, размер 13×100 мм, цветовой код оранжевый, пластик

Disera, Турция



Характеристики

|              |           |
|--------------|-----------|
| Тип          | тромбин   |
| Объем        | 5.0 мл    |
| Размер       | 13×100 мм |
| Цветовой код | оранжевый |
| Материал     | пластик   |

Описание

**Пробирки VACUSERA с тромбином и разделительным гелем** - позволяют провести быстрое свертывание крови (максимум 5 минут) для пациентов, у которых плохая свертываемость и нужен быстрый результат теста.

Содержат разделительный гель в нижней части пробирки. Основная масса геля находится между сгустком крови и сывороткой. Во время центрифугирования разделительный гель перемещается вверх к поверхности сывороточного сгустка, образуя защиту, разделяя сыворотку от фибрина и клеток.

**Наполнитель:** частицы диоксида кремния + Тромбин + разделительный гель.

**Применение:** получение сыворотки в случае плохой свертываемости крови.

| Кат. № | Объем (мл) | Размер (мм) | Реагент                                | Этикетка   | Цветовой код |
|--------|------------|-------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 235315 | 5          | 13×100      | Активатор свертывания + Гель + Тромбин | Бумажная   | ●            |
| 435315 | 5          | 13×100      | Активатор свертывания + Гель + Тромбин | Прозрачная | ●            |

**Срок годности:** 12 месяцев.

**В упаковке:** 100 / 1200 шт.