

Пробирка вакуумная VACUSERA с цитратом натрия 3.8%

РЗН 2019/8356

цитрат натрия, объем 1.0 / 1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 / 5.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм, цветовой код голубой,
пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	1.0 / 1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 / 5.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA с цитратом натрия (3.8%) - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Наполнитель: буферный раствор цитрата натрия 3.8%, 0.129M (соотношение кровь:цитрат - 9:1).

Применение: проведение тестов на коагуляцию.

Перемешивание: 3-4 мин.

Центрифугирование: 2000-2500 g, 10-15 мин.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
234511	1	13×75	0.129M, 3.8% (9NC)	Бумажная	●
234512	1.8	13×75	0.129M, 3.8% (9NC)	Бумажная	●
234513	2.7	13×75	0.129M, 3.8% (9NC)	Бумажная	●
234514	3.6	13×75	0.129M, 3.8% (9NC)	Бумажная	●
234515	4.5	13×75	0.129M, 3.8% (9NC)	Бумажная	●
235515	5	13×100	0.129M, 3.8% (9NC)	Бумажная	●
434511	1	13×75	0.129M, 3.8% (9NC)	Прозрачная	●
434512	1.8	13×75	0.129M, 3.8% (9NC)	Прозрачная	●
434513	2.7	13×75	0.129M, 3.8% (9NC)	Прозрачная	●
434514	3.6	13×75	0.129M, 3.8% (9NC)	Прозрачная	●
434515	4.5	13×75	0.129M, 3.8% (9NC)	Прозрачная	●
435515	5	13×100	0.129M, 3.8% (9NC)	Прозрачная	●

Срок годности:

- 1 / 1.8 / 2.7 мл - 9 месяцев (двойная пробирка).

- 3.6 / 4.5 / 5 мл - 4 месяца.

В упаковке: 100 / 1200 шт.