

Пробирка Вэйхай Mic-T без реагентов

ФСЗ 2009/05507

без наполнителя, с капилляром / без капилляра,
объем 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл, код красный

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

Тип	без наполнителя
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл
Цветовой код	красный

Описание

Пробирки Вэйхай Mic-T без реагентов - мини-пробирки для взятия капиллярной крови.

Материал: пластик.

Объем	Наполнитель	Кат. № с капилляром и воронкой	Кат. № без капилляра
0.2 мл	-	5020003	5120003
0.25 мл	-	5025003	5125003
0.5 мл	-	5050003	5150003
1 мл	-	501A003	511A003

В упаковке:

- с капилляром - 50 шт.
- без капилляра - 100 шт.