

Пробирка Вэйхай Mic-T для СОЭ

ФСЗ 2009/05507

для СОЭ, с капилляром / без капилляра, объем 0.5 мл / 1 мл, код черный

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Тип          | для СОЭ                      |
| Капилляр     | с капилляром / без капилляра |
| Объем        | 0.5 мл / 1 мл                |
| Цветовой код | черный                       |

Описание

Пробирки Вэйхай Mic-T для СОЭ - мини-пробирки для взятия капиллярной крови.

Материал: пластик.

| Объем  | Наполнитель        | Кат. №<br>с капилляром и воронкой | Кат. №<br>без капилляра |
|--------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 0.5 мл | Цитрат натрия 3.8% | 5040143                           | 5140143                 |
| 1 мл   | Цитрат натрия 3.8% | 5080143                           | 5180143                 |

В упаковке:

- с капилляром - 50 шт.
- без капилляра - 100 шт.