

Пробирка Вэйхай Mic-T Na фторид + Na гепарин

ФСЗ 2009/05507

для глюкозы, с капилляром / без капилляра, объем 0.2
мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл, код серый

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

Тип	для глюкозы
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл
Цветовой код	серый

Описание

Пробирки Вэйхай Mic-T Na фторид + Na гепарин - мини-пробирки для взятия капиллярной крови.

Материал: пластик.

Объем	Наполнитель	Кат. № с капилляром и воронкой	Кат. № без капилляра
0.2 мл	NaF + Na гепарин	5020213	5120213
0.25 мл	NaF + Na гепарин	5025213	5125213
0.5 мл	NaF + Na гепарин	5050213	5150213
1 мл	NaF + Na гепарин	501A213	511A213

В упаковке:

- с капилляром - 50 шт.
- без капилляра - 100 шт.