

Пробирка Вэйхай Mic-T с активатором свертывания

ФСЗ 2009/05507

активатор свертывания, с капилляром / без  
капилляра, объем 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл, код  
красный

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Тип          | активатор свертывания            |
| Капилляр     | с капилляром / без капилляра     |
| Объем        | 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл |
| Цветовой код | красный                          |

Описание

Пробирки Вэйхай Mic-T с активатором свертывания - мини-пробирки для взятия капиллярной крови.

Материал: пластик.

| Объем   | Наполнитель           | Кат. №<br>с капилляром и воронкой | Кат. №<br>без капилляра |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 0.2 мл  | Активатор свертывания | 5020013                           | 5120013                 |
| 0.25 мл | Активатор свертывания | 5025013                           | 5125013                 |
| 0.5 мл  | Активатор свертывания | 5050013                           | 5150013                 |
| 1 мл    | Активатор свертывания | 501A013                           | 511A013                 |

В упаковке:

- с капилляром - 50 шт.
- без капилляра - 100 шт.