

Пробирка Вэйхай Mic-T с гепарином лития и гелем

ФСЗ 2009/05507

гепарин лития и гель, с капилляром / без капилляра,
объем 0.5 мл / 0.8 мл, код зеленый

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

Тип	гепарин лития и гель
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.5 мл / 0.8 мл
Цветовой код	зеленый

Описание

Пробирки Вэйхай Mic-T с гепарином лития и разделительным гелем - мини-пробирки для взятия капиллярной крови.

Материал: пластик.

Объем	Наполнитель	Кат. № с капилляром и воронкой	Кат. № без капилляра
0.5 мл	Li-гепарин + гель	5050243	5150243
0.8 мл	Li-гепарин + гель	5080243	5180243

В упаковке:

- с капилляром - 50 шт.
- без капилляра - 100 шт.