

Пробирка Вэйхай Mic-T с гепарином лития

ФСЗ 2009/05507

гепарин лития, с капилляром / без капилляра, объем
0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл, код зеленый

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

Тип	гепарин лития
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл
Цветовой код	зеленый

Описание

Пробирки Вэйхай Mic-T с гепарином лития - мини-пробирки для взятия капиллярной крови.

Материал: пластик.

Объем	Наполнитель	Кат. № с капилляром и воронкой	Кат. № без капилляра
0.2 мл	Li-гепарин	5020153	5120153
0.25 мл	Li-гепарин	5025153	5125153
0.5 мл	Li-гепарин	5050153	5150153
1 мл	Li-гепарин	501A153	511A153

В упаковке:

- с капилляром - 50 шт.
- без капилляра - 100 шт.