

Пробирка Вэйхай Mic-T с K2 ЭДТА

ФСЗ 2009/05507

K2 ЭДТА, с капилляром / без капилляра, объем 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл, код фиолетовый

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл
Цветовой код	фиолетовый

Описание

Пробирки Вэйхай Mic-T с K2 ЭДТА - мини-пробирки для взятия капиллярной крови.

Материал: пластик.

Объем	Наполнитель	Кат. № с капилляром и воронкой	Кат. № без капилляра
0.2 мл	K2 ЭДТА	5020113	5120113
0.25 мл	K2 ЭДТА	5025113	5125113
0.5 мл	K2 ЭДТА	5050113	5150113
1 мл	K2 ЭДТА	501A113	511A113

В упаковке:

- с капилляром - 50 шт.
- без капилляра - 100 шт.