

Пробирка Вэйхай Mic-T с КЗ ЭДТА

ФСЗ 2009/05507

КЗ ЭДТА, с капилляром / без капилляра, объем 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл, код фиолетовый

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл
Цветовой код	фиолетовый

Описание

Пробирки Вэйхай Mic-T с КЗ ЭДТА - мини-пробирки для взятия капиллярной крови.

Материал: пластик.

Объем	Наполнитель	Кат. № с капилляром и воронкой	Кат. № без капилляра
0.2 мл	КЗ ЭДТА	5020123	5120123
0.25 мл	КЗ ЭДТА	5025123	5125123
0.5 мл	КЗ ЭДТА	5050123	5150123
1 мл	КЗ ЭДТА	501A123	511A123

В упаковке:

- с капилляром - 50 шт.
- без капилляра - 100 шт.