

Пробирка Вэйхай Mic-T с цитратом натрия 3.8%

ФСЗ 2009/05507

цитрат натрия, с капилляром / без капилляра, объем
0.5 мл / 1 мл, код голубой

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.5 мл / 1 мл
Цветовой код	голубой

Описание

Пробирки Вэйхай Mic-T с цитратом натрия 3.8% - мини-пробирки для взятия капиллярной крови.

Материал: пластик.

Объем	Наполнитель	Кат. № с капилляром и воронкой	Кат. № без капилляра
0.5 мл	Цитрат натрия 3.8%	5050143	55150143
1 мл	Цитрат натрия 3.8%	501A143	511A143

В упаковке:

- с капилляром - 50 шт.
- без капилляра - 100 шт.