

Пробирка Вэйхай Mic-T Si-plus

ФСЗ 2009/05507

сифилис, с капилляром / без капилляра, объем 0.5 мл,  
код голубой

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Тип          | сифилис                      |
| Капилляр     | с капилляром / без капилляра |
| Объем        | 0.5 мл                       |
| Цветовой код | голубой                      |

Описание

**Пробирки Вэйхай Mic-T Si-plus** - мини-пробирки для получения образца плазмы при серологических исследованиях на сифилис капиллярной крови с жидким антикоагулянтом.

**Область применения:** получение образца плазмы при серологических исследованиях на сифилис.

**Реагент:** жидкий цитрат натрия 5%, 75 мкл (соотношение кровь:цитрат - 4:1).

**Материал:** пластик.

| Кат. №  | Объем  | Размер    | Наполнитель      |
|---------|--------|-----------|------------------|
| S050323 | 0.5 мл | 13×100 мл | Цитрат натрия 5% |

**В упаковке:** 50 шт. / 1000 шт.

**Срок годности:** 12 месяцев (при 4-25°С).