

Пробирки центрифужные Литопласт конические

ФСЗ 2011/1241

пластиковая, РР, центрифужная, объем 10 / 15 мл,
коническая / с юбкой устойчивости, стерильная /
нестерильная, с градуировкой, винтовая

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



Характеристики


Вид	пластиковая
Материал	РР
Применение	центрифужная
Объем	10 / 15 мл
Форма основания	коническая / с юбкой устойчивости
Стерильность	стерильная / нестерильная
Градуировка	с градуировкой
Пробка	винтовая

Дополнительные характеристики

Пробирки центрифужные Литопласт конические используют в иммунологии, микробиологии и других лабораторных областях. Они применяются для проведения химических, биологических, микробиологических процедур, а также для отбора проб и для проведения в малых объемах химических реакций. Данный вид пробирок используют для процедур, связанных с центрифугированием. Могут комплектоваться винтовыми крышками, которые изготавливаются в красном цвете. Другой цвет крышек (дополнительно согласовывается) допускается при заказе больших партий.

Материал: полипропилен
Градуировка: с градуировкой
Максимальное ускорение: 12 000 g

Объем	Стерильность	Материал	Пробка
10 мл	стерильная / нестерильная	ПП	винтовая
15 мл	стерильная / нестерильная	ПП	винтовая



Упаковка: индивидуальная / групповая / россыпь.