

Пробирки Литопласт типа Фалькон 50 мл

ФСЗ 2011/1241

пластиковая, РР, объем 50 мл, коническая / с юбкой
устойчивости, стерильная / нестерильная, с
градуировкой, винтовая

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	пластиковая
Материал	РР
Объем	50 мл
Форма основания	коническая / с юбкой устойчивости
Стерильность	стерильная / нестерильная
Градуировка	с градуировкой
Пробка	винтовая


Дополнительные характеристики

Пробирки Литопласт типа Фалькон 50 мл конические используют в иммунологии, микробиологии и других лабораторных областях. Они применяются для проведения химических, биологических, микробиологических процедур, а также для отбора проб (чаще всего, мокроты) и для проведения в малых объемах химических реакций.

Материал: полипропилен

Градуировка: с градуировкой

Объем	Стерильность	Материал	Пробка
50 мл	стерильная / нестерильная	ПП	винтовая
50 мл с юбкой устойчивости	стерильная / нестерильная	ПП	винтовая



Упаковка: индивидуальная / россыпь.