

Пробирки микроцентрифужные (Эппендорфа) МиниМед 0.5 мл / 1.5 мл / 2.0 мл

РЗН 2015/2596

объем 0.5 мл / 1.5 мл / 2 мл, до 15000g,
градуированные, поле для записей

МиниМед ООО, Россия



Характеристики

Объем	0.5 мл / 1.5 мл / 2 мл
Центрифугирование	до 15000g
Градуированные	Да
Поле для записей	Да

Описание

Пробирки микроцентрифужные (Эппендорфа) МиниМед предназначены для хранения, транспортирования и центрифугирования микропроб в научно-исследовательских лабораториях. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся легко прокалываемой крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме.

Объем:

- ☐ 0.5 мл (до 10 000 g)
- ☐ 1.5 мл (до 15 000 g)
- ☐ 2 мл (до 20 000 g)

Материал: полипропилен