

Пробирка вакуумная Greetmed с K2 ЭДТА

ФСЗ 2012/11857

K2 ЭДТА, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм, цветовой код
фиолетовый, пластик / стекло

Greetmed, Китай



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик / стекло

Описание

Пробирки вакуумные Greetmed с K2 ЭДТА используются в гематологии.

Наполнитель: K2 ЭДТА.

Код: GT210-1007.

Размеры:

- 13×75 мм (объем крови от 1 до 4 мл);
- 13×100 мм (объем крови от 5 до 7 мл).

В упаковке: 1200 шт.