

Пробная оправа MDT TF-4

ФСР 2007/00472

пробная оправа, для взрослых, количество установочных мест 4, межзрачковое расстояние 48-80 мм

Техноаргус МРП ООО, Россия



Характеристики

Вид	пробная оправа
Назначение	для взрослых

Оправа

Количество установочных мест	4
Диапазон изменения PD	48-80 мм
Диапазон регулировки расстояний	24-40 мм

Состав набора

Масса	0.090 кг
-------	----------

Описание

Оправа пробная универсальная ОПУ-01 – обеспечивает точную установку пробных линз в необходимом положении перед глазом пациента применительно к индивидуальным особенностям строения его лица и головы за счет регулировки расстояния между линзами.
Для определения направления астигматизма и косоглазия оправа снабжена угловой шкалой. Поворот линз, призм и других оптических элементов относительно шкалы производится с помощью линзодержателя.

Технические характеристики:

- ☐Изменение межцентрового расстояния производится отдельно, при этом отсчет значения ведется от центра носопора в диапазоне от 24 до 40 мм.
- ☐Диапазон изменение межцентрового расстояния между центрами левой и правой пробных линз составляет от 48 до 80 мм. Количество обойм с пробными очковыми линзами и необходимыми элементами, устанавливаемых в линзодержатель пробной оправы – до 4 шт.
- ☐Заушники телескопические, диапазон их регулировки – не менее 35 мм.
- ☐Переносица телескопическая с регулировкой вперед-назад, вниз-вверх.
- ☐Диапазон перемещения переносицы вверх-вниз – не менее 15 мм.
- ☐Диапазон перемещения переносицы вперед-назад – не менее 20 град.

- Для повышения точности подбора очков и комфортности пациента опора позволяет менять длину заушников и их наклон, а также наклон и положение по высоте носоупора.
- Максимальная длина заушника – 135 мм.
- Габаритные размеры оправы, не более – 165x75x58 мм.
- Масса оправы: не более 90 гр.