

Средство дезинфицирующее Прорез Р

СГР RU.77.99.21.002.Е.000176.01.12

дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО, концентрат, основное АДВ ЧАС, рабочий раствор 35 суток, срок годности 5 лет, фасовка 1 л / 5 л

БелАсептика ЗАО, Беларусь



Общие параметры

Назначение	дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО
Форма выпуска	концентрат
Основное АДВ	ЧАС
Состав	ПГМГ - 3%, ЧАС - 4,5%
Срок годности рабочего раствора	35 суток
Срок годности концентрата	5 лет
Фасовка	1 л / 5 л

Дезинфекция поверхностей (режимы)

Бактерицидный	0.05% - 60 мин / 0.1% - 45 мин / 0.25% - 30 мин / 0.5% - 15 мин
Вирулицидный	0.1% - 90 мин / 0.25% - 60 мин / 0.5% - 30 мин / 1.0% - 10 мин / 1.5% - 5 мин
Туберкулоцидный	1.0% - 90 мин / 1.5% - 60 мин / 2.0% - 30 мин

Дезинфекция ИМН (режимы)

Вирулицидный (ИМН + ПСО)	0.25% - 45 мин / 0.5% - 20 мин
Туберкулоцидный (ИМН + ПСО)	1.5% - 45 мин / 2.0% - 20 мин

Дополнительные параметры

Дерматофиты	Да
-------------	----

Возбудители паразитарных болезней	Да
Биологические выделения	Да
Кровь в сгустках	Да