

Проектор знаков экранный TOMEY TCP-2000A

ФСЗ 2010/07992

проектор знаков, экранный

Tomey GmbH, Германия



Характеристики

Вид	проектор знаков
Тип проектора	экранный
Лампа	без лампы

Описание

Экранный проектор знаков TCP-2000A предназначен для проверки остроты зрения пациента, состояния рефракции и стерео зрения глаза, для тестирования цветного восприятия. **TCP-2000 предлагает неограниченное число тестов**, благодаря чему врач имеет возможность программировать нужные тесты. Проектор удобно использовать при небольших размерах помещения, так как минимальное расстояние, на которое можно установить прибор - 1.9 метра. Экранный проектор знаков TCP 2000A может быть совмещен с фороптором.

Особенности:

- цветной одиночный тест 100 HUE + тест Ishihara;
- мультимедийные технологии;
- возможность распечатывать результаты;
- встроенный компьютер;
- многоязыковой пользовательский интерфейс;
- доступные тесты: стандартные тесты, для детей, красно-зеленые, на цветовосприятие, специальные, дополнительные, контрастный;
- классификация: Class 1.