

Проектор знаков EverView DCP-900

ФСЗ 2011/10266

проектор знаков, автоматический

EVERVIEW CORP., Южная Корея



Характеристики

Вид	проектор знаков
Тип проектора	автоматический
Лампа	галогеновая

Описание

Автоматический проектор знаков DCP-900 предназначен для проецирования знаков для проверки остроты зрения у детей и взрослых, а также цветного и бинокулярного зрения.

Функционал данного прибора позволяет заранее задать запрограммировать случайную последовательность показа знаков на экране. Кроме того, имеется возможность выполнить стерео-тесты, тест бинокулярного баланса, красно-зеленый тест, тесты по Шоберу, Ф. Граффе, Ворсу.

Особенности:

- маски: 1 открытая, 3 горизонтальных, 3 Вертикальных, 21 одиночные буквы;
- русифицированные таблицы;
- интерфейс представляет собой соединение 8-pin;
- ммена масок и красно-зеленых фильтров происходит моторизовано;
- имеется пульт для дистанционного управления;
- лампа: галогеновая 6В 20Вт.