

Проектор знаков MEDIZS Smart LC-13

РЗН 2018/7948

проектор знаков, экранный

MEDIZS INC., Южная Корея



Характеристики

Вид	проектор знаков
Тип проектора	экранный
Лампа	светодиодная

Описание

Светодиодная таблица знаков Medizs LC-13 применяется для проверки зрения. В комплект входят различные таблицы, которые транслируются на жидкокристаллический дисплей. Помимо стандартного набора проверки есть анимация, дополнительные слайды для выявления дальтонизма и прочих патологий зрения. Управлять таблицей LC-13 можно и через пульт, и через подключенный к системе планшет.

Особенности:

- передача яркого и четкого изображения, благодаря однородности светодиодного освещения;
- возможность выбора различных опций при проведении проверки, четкое обозначение знаков, от 0.04 до 2.0 без размытий и искажений;
- в комплект таблицы знаков Medizs LC-13 входит слайды для проверки астигматизма, дальтонизма, страбизма и других зрительных патологий;
- при использовании таблицы LC-13 рабочее расстояние рекомендуется в пределах от 1.5 до 8.0 метра с шагом 0.25 м, однако, при необходимости, оно может составлять и менее 1.5 метра благодаря зеркальной функции (Mirror).
- Масштабирование таблиц может меняться в зависимости от выбранного расстояния;
- таблицы одного типа могут подаваться в случайном порядке, во избежание запоминания пациентом их последовательности;
- в зависимости от индивидуальных условий проверки и особенностей рефракции пациента можно настроить черно-белый режим, откорректировать яркость/контрастность и R/G-фильтр;
- для проверки зрения применяется стандартная программа, состоящая из 16 шагов, а также 5 индивидуально настраиваемых 20-шаговых программ, которые могут впоследствии редактироваться;
- регулировка прибором осуществляется через ручной пульт управления, а также через портативный ПК;
- возможна демонстрация анимации или слайд-шоу. Можно настроить показ картинок и видео пользователя.