

Проектор знаков TOMEY TCP-1000 LED

ФСЗ 2010/07991

проектор знаков, автоматический

Tomey GmbH, Германия



Характеристики

Вид	проектор знаков
Тип проектора	автоматический
Лампа	светодиодная

Описание

Автоматический проектор знаков Tomey TCP-1000 LED - для диагностирования различных отделов органов зрения.

Особенности:

- возможность создания индивидуальных программ (3 ячейки памяти) с последовательным показом тех или иных таблиц (до 15 штук);
- использование светодиодного освещения, которое рассчитано на 500 000 часов работы. Лампы не мерцают, хорошо передают цвет, обеспечивают высокую четкость и контрастность изображения, не нагреваются, могут работать в непрерывном режиме;
- панель управления, расположенная на пульте открывает доступ к полному функционалу устройства (в том числе к программированию пользовательских режимов);
- в комплектацию входят очки красно-зеленые и поляризационные для обеспечения процесса диагностирования с использованием профильных тестов;
- возможность монтажа на стену (стойка входит в комплект) и установки на горизонтальной поверхности (стол или полка).

Технические характеристики:

- маски: одиночная; горизонтальная, вертикальная, красно-зеленая, поляризационная;
- классификация: класс 1;
- яркость фона: 200 кд/м².

Комплект поставки:

- экран проекционный;
- очки поляризационные;
- очки красно-зеленые;
- кабель питания;
- пульт дистанционного управления;

- элемент питания (Батарейки AAA);
- предохранитель.