

Простыни хирургические ГЕКСА без липкого края

ФСР 2010/09345

универсальные, без адгезивного слоя, спанбонд / SMS
/ Tutami, ламинированные, 140×70 см / 140×80 см /
200×70 см / 200×80 см / 200×140 см / 200×160 см,
плотность 20-65 г/м²

ГЕКСА-нетканые материалы ООО, Россия



Характеристики

Универсальные	Да
Адгезивный слой	без адгезивного слоя
Формат	в сложеннии
Материал	спанбонд / SMS / Tutami
Ламинированные	Да
Размеры	140×70 см / 140×80 см / 200×70 см / 200×80 см / 200×140 см / 200×160 см
Плотность	20-65 г/м²

Дополнительные характеристики

Простыни хирургические ГЕКСА без липкого слоя – хирургические простыни стерильные и нестерильные.

Характеристики:

- Нестерильные простыни отдельно сложены.
- Стерильные простыни в индивидуальной упаковке.

Размер	Материал
140×70 см	Спанбонд (20, 25, 35, 42 г/м²) – голубой Спанбонд ламинированный Tutami span L (40 г/м²) – голубой Комбинированный материал Tutami papur (65 г/м²) – голубой SMS (20, 25, 35, 42 г/м²) – бирюзовый
140×80 см	
200×70 см	
200×80 см	
200×140 см	
200×160 см	