

Простыни операционные Медарсан

универсальные, без адгезивного слоя, спанбонд / SMS
/ спанлейс, ламинированные, 75-180 × 90-200 см

Медарсан ЧП, Беларусь



Характеристики

Универсальные	Да
Адгезивный слой	без адгезивного слоя
Формат	в сложении
Материал	спанбонд / SMS / спанлейс
Ламинированные	Да
Размеры	75-180 × 90-200 см

Дополнительные характеристики

Простыни операционные Медарсан без адгезивного края

Размеры:

- 90 × 75 см
- 100 × 90 см
- 110 × 70 см
- 140 × 100 см
- 140 × 110 см
- 140 × 120 см
- 180 × 100 см
- 180 × 140 см
- 180 × 150 см
- 200 × 180 см