

Простыни операционные Медарсан с адгезивным краем

универсальные, с адгезивным слоем, спанбонд / SMS
/ спанлейс, ламинированные, 75-180 × 75-240 см

Медарсан ЧП, Беларусь



Характеристики

Универсальные	Да
Адгезивный слой	с адгезивным слоем
Формат	в сложении
Материал	спанбонд / SMS / спанлейс
Ламинированные	Да
Размеры	75-180 × 75-240 см

Дополнительные характеристики

Простыни операционные Медарсан с адгезивным краем

Размеры:

- 75 × 75 см
- 90 × 75 см
- 100 × 70 см
- 150 × 150 см
- 170 × 120 см
- 180 × 170 см
- 180 × 175 см
- 190 × 180 см
- 200 × 110 см
- 240 × 150 см
- 240 × 180 см