


Простыня акушерская ГЕКСА для кесарева сечения

ФСР 2010/09345

для акушерства, спанбонд / SMS / Tutami, 240×160 см
/ 250×160 см, плотность 42-75 г/м²

ГЕКСА-нетканые материалы ООО, Россия



Характеристики

Специальные	для акушерства
Материал	спанбонд / SMS / Tutami
Размеры	240×160 см / 250×160 см
Плотность	42-75 г/м²

Дополнительные характеристики

Простыня акушерская ГЕКСА для кесарева сечения

Отверстие с хирургической пленкой 35×30 см.

Модификация	Размер	Материал
С карманом для жидкости	240×160 см	SMS (42 г/м²) – бирюзовый Спанбонд (42 г/м²) – голубой Tutami adsorb (75 г/м²) – голубой
С карманом для жидкости с запаянным отводом	250×160 см	