


Простыня операционная ГЕКСА для лапароскопических операций

ФСР 2010/09345

для лапароскопии, Tutami, 330×250/190 см, плотность 60-75 г/м²

ГЕКСА-нетканые материалы ООО, Россия



Характеристики

Специальные	для лапароскопии
Материал	Tutami
Размеры	330×250/190 см
Плотность	60-75 г/м²

Дополнительные характеристики

Простыня операционная ГЕКСА для лапароскопических операций

Размер: 330×250/190 см

Материал: Tutami adsorb (75 г/м²), впитывающая зона – 60 г/м²

Особенности:

- 2 двухсекционных кармана
- Отверстие с хирургической пленкой 34×30 см
- Дополнительная впитывающая зона
- Встроенные держатели для трубок