


Простыня операционная ГЕКСА для торакальных операций

ФСР 2010/09345

для торакальной хирургии, Tutami, 330×250×190 см,
плотность 60-75 г/м²

ГЕКСА-нетканые материалы ООО, Россия



Характеристики

Специальные	для торакальной хирургии
Материал	Tutami
Размеры	330×250×190 см
Плотность	60-75 г/м ²

Дополнительные характеристики

Простыня на операционный стол ГЕКСА для торакальных операций

Размер: 330×250×190 см

Материал: Tutami adsorb (75 г/м²), впитывающая зона – 60 г/м²

Особенности:

- Карманы
- Отверстие с хирургической пленкой 40×30 см
- Дополнительная впитывающая зона из Tutami adsorb S вокруг отверстия
- Встроенные держатели для трубок